



























Produktguide

TUMLE kudden

2015















modell	produktnamn	kudde utan överdrag	bomulls-överdrag	hygien överdrag	kudde med bomulls överdrag	mått cm	beskrivning
	T-kudde XS	1042	2042	3042	5042	Höjd 24 Bredd 35	T-kudden. I sittande används den som abduktionsstöd. Placerad bakom underbenen, med stöd mot vadstöden på en rullstol, håller T-kudden isär knäna och styr benen till symmetrisk position. De mindre kuddarna fungerar bra även som stöd och avlastning av fötterna emot fotstödet på rullstolen. För personer med stort krambehov, t.ex vid demenssjukdomar, utnyttjas T-kuddens form till att armar och händer kan hållas ett stycke ut från bröstkorgen när kudden kramas. Vid rygläge i säng placeras T-kudden under knävecken där den skapar avspänning och komfort samtidigt som abducerar och stödjer benen. I magliggande bygger T-kudden, kombinerad med andra TUMLE-kuddar, en stabil och bekväm kilkudde för att sträcka ut kroppens framsida.
	T-kudde S	1044	2044	3044	5044	Höjd 33 Bredd 52	
	T-kudde M	1046	2046	3046	5046	Höjd 33 Bredd 60	
	T-kudde L	1047	2047	3047	5047	Höjd 51 Bredd 74	
	T-kudde XL	1048	2048	3048	5048	Höjd 55 Bredd 95	
	Knubbkudde	1052	2052	3052	5052	Längd 33 Bredd 22 Höjd 7/14	Knubbkudden är en kilformad universalkudde med runda hörn. Den är dessutom formsydd så att den bildar en grop på två sidor vilket ger extra stöd och stadga åt t.ex. en hand, fot eller armbåge. Kudden ger ett stabilt stöd och används då "höjd" behöver byggas upp under annan kudde. Den kan också vara utfyllnad mellan huvud och nackstödet på rullstolen eller som en abduktionskloss mellan knäna.
	Kort sittkudde	1053	2053	3053	5053	Längd 70 Bredd 50 Höjd 15/30	
	Lång sittkudde	1054	2054	3054	5054	Längd 110 Bredd 60 Höjd 20/40	
	Sittsäck barn	1064	2064	3064	5064	Diam 70 Höjd 50	Sittkudden är en större kilformad och figursydd TUMLE-kudde. Lång sittkudde är mycket funktionell för grensle ridställning. Fyllningen i kuddarna formas till ett stabilt sittstöd och bäckenets rotation kan påverkas aktivt. Sittkudden rymmer både barn och vuxen att sitta tillsammans vända emot eller efter varandra. Kort och lång sittkudde placerade på varandra är en utmärkt bas för ett stabilt sittande med fötterna i golvet. Vid sittande balansträning t.ex efter stroke fungerar den långa sittkudden vänd på högkant som en flexibel och stabil pall även vid en asymmetrisk sittställning. Sittkudden kan också användas som en formbar psoaskudde för avlastning och stöd vid vila på bädd eller gymnastikmatta. Barn och korta vuxna ligger stabilt på magen på den längre sittkudden. Där kan de rätta ut ryggen och samtidigt placeras så att slem från luftvägarna lossar. Sittsäcken kan användas till att placera en brukare i sittande/halvsittande/ liggande position. Den är mycket formbar med förmågan att "låsa sig" i formen efter sin brukare. Det går därför att röra sig utan att formen förloras och brukaren glider iväg. Det är dock viktigt att säcken inte är för stor för en liten brukare. Med fördel kompletteras säckarna med övriga kuddar i TUMLE sortimentet. Den kan även ersätta en pilatesboll vid träning. Sittsäckarna är cirkelformade i sin bas.
	Sittsäck junior	1065	2065	3065	5065	Diam 90 Höjd 50	
	Sittsäck vuxen	1066	2066	3066	5066	Diam 100 Höjd 50	
	Omfamnare XS	1071	2071	3071	5071	Längd 65 Bredd 70	Omfamnaren är framtagen för att användas för Huntingtonsjuka i HS fätöljen. Syftet är att möjliggöra stabil och avslappnad sittställning. Den kan även användas i en rullstol eller vanlig fätölj. Omfamnaren läggs med den tunna mittleden bakom skuldrorna och de tjockare delarna fram under armarna. Där hålls delarna samman av kardborre och bildar på så sätt en bra avlastning för armarna i knät. Samtidigt omfamnas användaren på ett mjukt och trygghetsskapande sätt. Till Omfamnaren finns ett valbart tillbehör i form av ett band som knäpps runt HS-fätöljens körbåge. Vid användning av omfamnaren i en rullstol avråder vi dock från att fixera Omfamnaren med bandet.
	Omfamnare S	1073	2073	3073	5073	Längd 75 Bredd 90	
	Omfamnare L	1074	2074	3074	5074	Längd 85 Bredd 100	
	Band till Omfamnare S	1075					TUMLE båten används för positionering av barn och vuxna med svår funktionsnedsättning. Undersidan är klädd för att inte glida emot underlaget. TUMLE båten finns i 3 storlekar. Den passar därför både barn och vuxna. Båten form och uppbyggnad ger en trygg och ombonad känsla för brukaren. För att bygga en individuellt anpassad ligg- eller sittställning efter brukarens förutsättningar används båten oftast som bas för övriga kuddar i TUMLE sortimentet. TUMLE båten är basen för de kuddar som används i transportchassiet TUMLE vagnen. Viscoelastic dynan används endast som extra tryckavlastande dyna under stjärten/ryggen i TUMLE båten. Materialet är uppbyggt i två lager och är mycket tryckutjämnande.
	Band till Omfamnare L	1076					
	TUMLE båten S	1080	2080	3080	5080	Längd 115 Bredd 70	TUMLE båten används för positionering av barn och vuxna med svår funktionsnedsättning. Undersidan är klädd för att inte glida emot underlaget. TUMLE båten finns i 3 storlekar. Den passar därför både barn och vuxna. Båten form och uppbyggnad ger en trygg och ombonad känsla för brukaren. För att bygga en individuellt anpassad ligg- eller sittställning efter brukarens förutsättningar används båten oftast som bas för övriga kuddar i TUMLE sortimentet. TUMLE båten är basen för de kuddar som används i transportchassiet TUMLE vagnen. Viscoelastic dynan används endast som extra tryckavlastande dyna under stjärten/ryggen i TUMLE båten. Materialet är uppbyggt i två lager och är mycket tryckutjämnande.
	TUMLE båten M	1081	2081	3081	5081	Längd 135 Bredd 70	
	TUMLE båten L	1082	2082	3082	5082	Längd 155 Bredd 70	
	Viscoelastic dyna S	1083	2083	3083	5083	Längd 50 Bredd 30	Viscoelastic dynan används endast som extra tryckavlastande dyna under stjärten/ryggen i TUMLE båten. Materialet är uppbyggt i två lager och är mycket tryckutjämnande.
	Viscoelastic dyna M	1084	2084	3084	5084	Längd 30 Bredd 30	
	Viscoelastic dyna L	1085	2085	3085	5085	Längd 90 Bredd 30	
	Trekantkudde	1036	2036	3036	5036	längd 40 höjd 12	TUMLE trekantkudde finns i fyra storlekar och är en förhållandevis fast och stabil kudde. Den används till stabilisering i sidorna eller under knäveck, nacke, underarmar etc. Den marinblå kudden är så pass stor att den är lämplig längs kroppen för avlastat sidoläge eller som utfyllnad i säng när brukaren är i behov av avgränsning. Den kan också användas i fotänden av sängen för att motverka dropfot.
		1037	2037	3037	5037	längd 55 höjd 14	
		1038	2038	3038	5038	längd 66 höjd 18	
		1040	2040	3040	5040	längd 94 höjd 22	

URIFORM

Produktguide

TUMLE kudden

2015

modell	produktnamn	kudde utan överdrag	bomullsöverdrag	hygien överdrag	kudde med bomullsöverdrag	mått cm	beskrivning
	Halskrage junior	1002	2002	3002	5002	Diam Hals 38 8	<p>Halskragen för junior och vuxen är formstyv och ger gott stöd åt huvudet bakåt och åt sidan. Öppningen är smal och halsvidden snäv för att passa tätt runt halsen. För bästa funktion är det viktigt att kudden får avlastning emot t.ex. ett högt ryggstöd i fåtölj eller rullstol. Kudden används också för att avlasta ben och fot vid liggande då den läggs runt benet eller fotleden. Nackkudden fungerar också som sittring och stöd för bäckenet vid sittande, eller som huvudkudde med avlastning för tryck mot örat.</p> <p>Barnnackkuddar. Den tunna barnnackkudden är lätt att forma kring hals och nacke. Kudden är mycket tunn och så lång att ändarna räcker långt ned på bröstet. Den används också som stöd under armarna på små barn som sitter. Den tjocka barnnackkudden passar större barn och vuxna. Den ger gott stöd åt sidan då den fyller ut tomrum mellan nacke och huvudstöd effektivt. Kudden fungerar också bra som stöd under arm och hand vid sittande i rullstol. Den används även som stöd i länderyggen vid kraftig svankrygg.</p> <p>Halvmånekudden används främst som stöd under arm och hand, i svanken i både sittande och liggande ställning och som tryckavlastning mellan knän eller fötter. Liten halvmåne fyller utmärkt ut ett för stort nack- eller huvudstöd och kan placeras som ett smidigt stöd för bålen i rullstolen. Stor halvmåne är ett utmärkt alternativ till hemiplegiarmsöd, men fungerar också bra som stöd bakom skuldror, hals och huvud för en brukare med kyfotisk sittställning. Kalldrag runt axlar, hals och skuldror stoppas effektivt med stor halvmåne. Stor tjock halvmåne är en universell stödkudde som ersätter ett rullstolsbord som stöd för underarmar och bål. I liggande passar de flesta halvmånekuddar som stöd under nacke och skuldror eller som avlastning mellan underarmar och bål i sidoliggande.</p> <p>Banankudden är en stor formbar TUMLE-kudde för stöd i säng, soffa och fåtölj. Den kan placeras bakom, framför eller runt den som har balansproblem i sittande och kan möjliggöra flera alternativ till att sitta i rullstolen. Vid liggande på sidan ger banankudden stöd längs hela ryggen, runt stjärten och ut mellan benen. Den kan även ge stöd framifrån mot bröst och mage i sidoliggande. Vid rygläge ger banankudden stöd och avlastning under knän eller under axlar, skuldror och huvud med stora möjligheter till individuell positionering.</p> <p>V-kudden är en lång rak kudde. Den kan vikas som ett stort V. De långa benen tillåter stor variation vid t.ex. liggande på magen då det går utmärkt att bygga ett stöd under armar och huvud samtidigt som kudden når höft och ben.</p> <p>Fyrkantkudden är en all round kudde. Lång fyrkantkudde kan användas som stöd från axeln längs hela sidan ned till höften vid sängliggande. Alla fyrkantkuddar är lämpliga att stabilisera arm och ben, då kudden lagrar stabilt och ligger still genom att den formar sig maximalt efter kroppen och underlaget. Den lilla fyrkantkudden fungerar som extra stöd/polstring till ett befintligt armstöd på rull- eller arbetsstol. Liten fyrkantkudde fyller ut tomrum emot ryggstöd eller säng vid scolios. Stor fyrkantkudde fungerar som avlastning under armar och händer i sittande då den också formas till ett stöd för en bricka, bok eller tangentbord.</p>
	Halskrage vuxen	1003	2003	3003	5003	Diam Hals 50 10	
	Tunn barnnackkudde	1004	2004	3004	5004	Längd Hals 80 5-12	
	Mellan barnnackkudde	1005	2005	3005	5005	Längd Hals 80 18	
	Tjock barnnackkudde	1006	2006	3006	5006	Längd Hals 100 19	
	Liten halvmåne	1012	2012	3012	5012	Längd Bredd 75 22	
	Stor halvmåne	1013	2013	3013	5013	Längd Bredd 110 30	
	Tjock halvmåne	1014	2014	3014	5014	Längd Bredd 130 40	
	Liten banan	1022	2022	3022	5022	Längd Bredd 160 34	
	Stor banan	1023	2023	3023	5023	Längd Bredd 200 34	
	V-kudde	1024	2024	3024	5024	Längd Bredd Diam 320 28 28	
	Liten fyrkant	1033	2033	3033	5033	Längd Bredd 60 30	
	Stor fyrkant	1034	2034	3034	5034	Längd Bredd 70 40	
	Lång fyrkant	1035	2035	3035	5035	Längd Bredd 100 40	

URIFORM

URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post:order@uriform.se
www.tumle.uriform.se