

TUMLE

kudden

2017.1



Flexibel positionering

TUMLE kudden formar sig och ger stöd utan att fjädra. Valet av fyllnadsmaterial, innerkudde och överdrag gör att TUMLE kudden hakar fast emot användaren och underlaget. En traditionell kudde är i olika grad fjädrande, och ändrar storlek efter belastning. Skiftar användaren läge ändrar sig också kudden och glider ur läge. Brukaren blir störd och får inte den vila och avlastning som var avsikten. TUMLE kudden har ingen av dessa nackdelar. Den anpassar sig efter både användaren och underlaget utan att glida iväg.

URIFORM



TUMLE kudden passar både barn och vuxna. Kuddar i olika form och storlek ger stor möjlighet till positionering, avlastning och terapi. TUMLE kuddar kan byggas samman till en fåtölj. I sittskäl eller i komfortstolar ökar TUMLE kudden stödet runt skuldror, hals och nacke. Vid hemiplegi ger TUMLE kudden stöd under hand, arm och fot. Som alternativ till rullstolsbord formar TUMLE kudden ett stabilt stöd för armar och händer. T-formade kuddar ersätter fasta abduktionsstöd och andra arrangemang för att positionera fötterna. Oroliga personer med demens eller autism finner trygghet och välbefinnande tillsammans med TUMLE kuddar.

Produktioninformation

Fyllnadsmaterial: polystyrenkuler
 Innerkudde: polyuretanbelagd flamsäker polyester
 Komfortöverdrag: 100 % bomull
 Hygienöverdrag: polyuretanbelagd flamsäker polyester
 EKO överdrag: PU belagd cellulosaväv
 Kudden fuktas med vatten och torkas för hand med vanligt rengöringsmedel. Påföljande avtorkning med sprit är möjlig. Bomullsöverdrag och Hygienöverdrag maskintvättas upp till 95° och torktumlas vid måttlig värme. Tillse att andningsvägar hålls fria. Undvik skarpa kanter.
 TUMLE kudden är under ständig produktutveckling. Nya modeller och utföranden tillkommer löpande. För detaljerad information om de olika kuddarnas mått, utförande, användningsområde och artikelnummer hänvisar vi till vår Produktguide.
Trots TUMLE kuddens höga tryckavlastande egenskaper är det ingen antidecubitus produkt.

URIFORM



Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
 © URI-FORM AB 2015-1.2

URIFORM AB, Postflygsgatan 8 B, 128 30 Skarpnäck
 Tel: 08-7029774, Fax 08-6402957, e-post: order@uriform.se
www.tumle.uriform.se